

# BMV® WEANING DEKANÜLIERUNGSPFLASTER MIT CUFF



**Art.-Nr. 119020-XX, Art.-Bez. BMV® Weaning Dekanülierungspflaster Standard**

**Art.-Nr. 119030-XX, Art.-Bez. BMV® Weaning Dekanülierungspflaster Spezial**

**Art.-Nr. 119040-XX, Art.-Bez. BMV® Weaning Dekanülierungspflaster Spezial Soft**

(X = diverse Artikel-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

## Zweckbestimmung

BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff dienen zur vorübergehenden und sicheren Abdichtung des Tracheostomas bei tracheotomierten Patienten.

## Beschreibung

BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff werden **NUR** bei tracheotomierten Patienten (z. B. bei der Entwöhnung/Dekanülierung, nichtinvasiver Beatmung oder bei Abklärung eines Tracheostomaverschlusses) eingesetzt. Die jeweiligen Varianten des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

Größe S: Cuff S oder L

Größe L: Cuff S oder L

Oval: Cuff S oder L

## Nutzungsdauer

BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff sind unsteril und ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Die Nutzungsdauer der BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff wird durch verschiedene Faktoren

beeinflusst, dabei spielen z. B. Hautbeschaffenheit sowie anatomische Verhältnisse eine entscheidende Rolle. Der Austausch sollte nach spätestens 5 Tagen vorgenommen werden, wenn nicht auf Grund des Krankheitsbildes ein vorzeitiger Wechsel indiziert ist.

## Anwendung

Entfernen Sie vor der ersten Anwendung oder beim Wechsel des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters eventuelle Sekret- oder Klebereste von der Haut, z. B. mit BMV® Stoma-Clean Reinigungstücher, Art.-Nr. 123002.


Bevor das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff auf das Tracheostoma aufgebracht wird, wird empfohlen, den Cuff auf Dichtigkeit hin zu prüfen. Hierzu wird der Cuff mit einer Einwegspritze (Volumen: 20 ml) mit 10 ml Luft über den Füllschlauch (siehe Abbildung 1, E) befüllt. Der Cuff bildet sich in Form einer Halbkugel aus. Der Cuff muss stabil in seiner Form bleiben und es darf keine Luft entweichen. Verliert der Cuff Luft, ist dieses BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff nicht zu verwenden und zu ersetzen. Bei stabilem Cuff wird nun mit Hilfe der Einwegspritze die Luft über den Füllschlauch mit Rückschlagventil (siehe Abbildung 1, E) dem Cuff wieder entnommen und das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff kann verwendet werden.

Für die Anwendung wird die Trägerfolie des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters entfernt und der Cuff des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters mittig über das Tracheostoma geklebt. Um Undichtigkeiten zu vermeiden, muss das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster intensiv auf die Haut massiert werden.

Nach Platzierung des Pflasters dient der Cuff zur Abdichtung des Tracheostomas. Bedingt durch das geringe Druckniveau, welches zur Abdichtung erreicht werden muss, können Drucknekrosen vermieden werden. Über den Füllschlauch (siehe Abbildung 1, E) mit Rückschlagventil lässt sich der Cuff (siehe Abbildung 1, F) mit einer Einwegspritze (Volumen: 20 ml) mit Luft befüllen. Hierbei wird zunächst der Cuff mit 10 ml Luft befüllt.

Durch eine anschließende Tonbildung des Patienten kann geprüft werden, ob der Cuff ausreichend dicht auf dem Tracheostoma aufliegt. Gibt es keine Nebengeräusche, ist der Cuff ausreichend mit Luft befüllt. Kommt es zu Nebengeräuschen bei der Tonbildung, ist der Cuff weiter mit Luft zu befüllen bis eine Dichtigkeit des Tracheostomas erreicht ist und eine Tonbildung ohne Nebengeräusche erfolgt. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Gesamtfüllmenge des Cuffs von maximal 20 ml **NICHT** überschritten wird!

Bei Verwendung des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters mit der langen Klebelasche (Art.-Nr. 119020-01, 119030-01, 119040-01) wird empfohlen, die lange Klebelasche (Abbildung 1, D) nach unten auszurichten. Darüber hinaus ermöglicht die großzügige Klebefläche eine individuelle Anpassung, indem diese zugeschnitten werden kann, um ggf. Hindernisse (z. B. Anatomie der Zugänge wie Zentraler Venenkatheter oder Portkatheter) auszugleichen.



### Produktkomponenten:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| A: Klebelasche | D: Klebelasche  |
| B: Klebelasche | E: Füllschlauch |
| C: Klebelasche | F: Cuff         |

**Abbildung 1:** Beispiel eines BMV® Weaning Dekanülierungspflasters (mit langer Klebelasche)

### Kontraindikationen

Die Verwendung des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters mit Cuff ist bei laryngektomierten Patienten untersagt!  
**LEBENSGEFAHR!!!**

Bei erhöhter Sekretionsbildung oder einer ausgeprägten Stimmbandlähmung (Rekurrensparese) darf das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff **NICHT** verwendet werden!

### Warnhinweise

Das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff darf **NUR** bei tracheotomierten Patienten eingesetzt werden!

Sollten Hautirritationen auftreten wie z. B. Juckreiz oder Rötungen ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Bei einer Mehrfachverwendung oder zu langer Nutzung besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko!

### Sicherheitshinweise

BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff dürfen nicht wiederverwendet werden!

Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Weist das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss es entsorgt werden!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

### Lagerung

Das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

### Entsorgung















Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

### Piktogramm-Legende

 Hersteller	 Achtung
 Artikelnummer	 Verwendbar bis
 Fertigungslosnummer, Charge	 Nicht steril
 Einmalige Produktkennung	 Vor Sonnenlicht schützen
 Medizinprodukt	 Trocken aufbewahren
 CE-Kennzeichnung	 Packungsinhalt
 Nicht wiederverwenden	 Gebrauchsanweisung beachten



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much  
Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de