

BMV® FOAM-TRACHEALKOMPRESSE STERIL

CE 0197

Art.-Nr. 116006, Art.-Bez. BMV® Foam-Trachealkompresse steril 8 x 10 cm, geschlitzt

Produkt „Made in Germany“

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH












Gewerbegebiet Bitzen 21-23 · 53804 Much, Germany

Telefon: +49 2245 · 610 940

Kundenservice Telefon: 0800 1826980

info@bmvm-med.de · www.bmv-med.de

Piktogramm-Legende

	Hersteller		Sterilisation mit Ethylenoxid		Verwendbar bis
	Katalognummer		Einfaches Sterilbarriersystem		Vor Sonnenlicht schützen
	Chargenbezeichnung		Nicht erneut sterilisieren		Trocken aufbewahren
	Eindeutige Produktidentifizierung		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten		Packungsinhalt
	Medizinprodukt		Nicht wiederverwenden		Gebrauchsanweisung beachten
CE 0197	CE-Kennzeichnung mit der benannten Stelle		Herstellungsdatum		

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

Die BMV® Foam-Trachealkompresse steril dient als mechanische Barriere zur Abpolsterung zwischen Tracheostoma und Kanülenschild, und zur Absorption von Trachealsekret. Die BMV® Foam-Trachealkompresse steril kann sowohl bei tracheotomierten als auch laryngektomierten Patienten eingesetzt werden.

Kontraindikationen

Momentan sind für die BMV® Foam-Trachealkompresse steril keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Sollten Hautirritationen (z. B. Juckreiz oder Rötungen) auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Sicherheitshinweise

Weist die BMV® Foam-Trachealkompresse steril (oder die Sterilverpackung) Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss diese entsorgt werden!

Das Produkt ist mit dem Ethylenoxid-Verfahren sterilisiert. Die Sterilität ist nur gewährleistet, wenn die Schutzverpackung nicht offen, beschädigt oder eingerissen ist! Das Produkt ist nicht erneut sterilisierbar!

Die BMV® Foam-Trachealkompresse steril ist NUR für die einmalige Anwendung vorgesehen! Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Beschreibung

Die BMV® Foam-Trachealkompressen steril werden unter der Trachealkanüle getragen und halten das Tracheostoma und die Kleidung trocken. Außerdem bildet sie einen Puffer zwischen der Trachealkanüle und der Haut.

Die BMV® Foam-Trachealkompressen steril können während einer Bestrahlung getragen werden.

Nutzungsdauer

Die BMV® Foam-Trachealkompressen steril sind ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Die BMV® Foam-Trachealkompressen steril sind aus hygienischen Gründen alle 12 Stunden, bei starker Sekretionsbildung auch mehrmals täglich, zu wechseln.

Anwendung

Bevor die BMV® Foam-Trachealkompressen steril verwendet werden, ist die entsprechende Hautfläche zu reinigen, z.B. mit BMV® Stoma-Clean Reinigungstücher PRO, Art.-Nr. 123003. Zur anschließenden Verwendung der BMV® Foam-Trachealkompressen steril muss die Trachealkanüle mit einem Kanülentrageband getragen werden. So werden Druckstellen und das Herausrutschen der Trachealkanüle vermieden. **ACHTUNG!** Bitte beim Einsetzen der Trachealkanüle die Anwendungshinweise des Trachealkanülenherstellers beachten!

Die Abbildung 1 verdeutlicht das Anlegen der BMV® Foam-Trachealkompressen steril.




Abbildung 1
BMV® Foam-Trachealkompressen steril.
Durch den Einschnitt an der Öffnung lässt sich die geschlitzte BMV® Foam-Trachealkompressen steril einsetzen, ohne die Trachealkanüle herauszunehmen.

Lagerung

Das Produkt ist trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend der geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Rechtliche Hinweise

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.