

GRÖSSENBESTIMMUNG VON TRACHEALKANÜLEN




BMV® Silberkanüle	BMV® Vent	Medioplast	Tracoe®-Comfort PVC	LaryTube™	BMV® Silikontrachealkanüle	Prima-Stom®	Duravent®	BMV® Cuff	Duracuff®	Prima-Comb	Tracoe®-Twist	Portex Blue Line Ultra/Suctionaid	Shiley LPC/FEN/CFS/CFN	Rüsch Tracheofix TF/TFP/TFC/TFCP	BMV® Flex Trachealkanüle	Rüsch Tracheoflex												
konisch		konisch		konisch		zylindrisch		konisch		konisch		zylindrisch		zylindrisch		zylindrisch												
Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (XL(AB)) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (XL(AB)) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (XL(AB)) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (ML) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm										
0	6,1 4,5 50		3	6,4 4,6 46			3	5,2 3,8 55																				
1	6,4 5,0 50		3	6,4 4,6 46			3,5	6,2 4,8 55																				
2	6,8 5,7 50		4	7,3 5,3 55			4	7,2 5,8 55																				
3	7,6 6,3 55		4	7,3 5,3 55			4	7,2 5,8 55																				
4	8,3 7,0 55	6 8,2 6,8 57 95	5	8,7 6,3 57 92			6	8,2 6,8 57 95			4	8,6 8,6 63,0																
5	9,1 7,7 60	7 9,2 7,8 60 95	6	10,0 7,6 60 95			7	9,2 7,8 60 95			5	10,1 10,1 73,0																
6	9,8 8,4 60	7 9,2 7,8 60 95	6	10,0 7,6 60 95			7	9,2 7,8 60 95			5	10,1 10,1 73,0	6	9,2 9,2 64,5	4	9,4 9,4 65	7,0	9,0 9,0 70										
7	10,9 9,0 65	8 10,2 8,8 65 100	7	10,5 8,4 65	7	10,5 9,0 65 100	8	10,2 8,8 65 100	7	10,2 8,8 65 100	6	10,8 10,8 79,5	7	10,5 10,5 70,0	4	9,4 9,4 65	8,5	10,3 10,3 78	7	10,4 10,4 69	7	10,4 10,4 62						
8	11,6 9,7 70	9 11,2 9,8 70 105	8	12,5 10,4 70 105	8	11,3 10,0 70	8	12,0 12,0 27/36/55	8	12,0 12,0 44/62	9	11,2 10,4 80 105	8	11,2 9,8 70 105	7	11,2 10,4 80	7	12,0 12,0 80,5	7	10,5 10,5 70,0	6	10,8 10,8 76	8,5	10,3 10,3 78	7	10,4 10,4 69	7	10,4 10,4 62
9	12,2 10,3 75	10 12,2 10,8 70 105	8	12,5 10,4 70 105	9	12,6 11,6 75 105	8	12,0 12,0 27/36/55	8	12,0 12,0 44/62	10	12,2 11,4 80 105	9	12,4 11,2 75 105	8	12,2 11,4 80	7	12,0 12,0 80,5	7,5	11,3 11,3 73,0	6	10,8 10,8 76	8,5	10,3 10,3 78	8	11,4 11,4 96	8	11,4 11,4 90
10	13,2 11,0 80	11 13,2 11,8 75 110	9	13,2 11,4 75 110	9	12,6 11,6 75 105	9	13,5 13,5 27/36/55	9	13,5 13,5 44/62	11	13,2 12,4 85 110	10	13,4 12,2 85 110	9	13,2 12,4 85	8	12,7 12,7 83,0	8	11,9 11,9 75,5	8	12,2 12,2 81	8,5	10,3 10,3 78	9	12,4 12,4 122	9	12,4 12,4 113
11	13,8 11,7 90	11 13,2 11,8 75 110	10	14,2 12,4 85 115	10	13,7 12,6 85 110	9	13,5 13,5 27/36/55	9	13,5 13,5 44/62	11	13,2 12,4 85 110	10	13,4 12,2 85 110	9	13,2 12,4 85	9	14,2 14,2 88,5	8,5	12,6 12,6 78,0	8	12,2 12,2 81	10	12,3 12,3 86	10	13,4 13,4 122	10	13,4 13,4 113
12	14,6 12,4 90	12 14,2 12,8 85 115	10	14,2 12,4 85 115	10	13,7 12,6 85 110	10	15,0 15,0 27/36/55	10	15,0 15,0 44/62	12	14,2 13,4 95 115	11	14,6 13,2 87 115	10	14,2 13,4 95	9	14,2 14,2 88,5	9	13,3 13,3 81,0	10	13,8 13,8 81	11	13,3 13,3 86	10	13,4 13,4 122	10	13,4 13,4 113
13	15,0 13,0 90	13 15,2 13,8 87 120	11	15,2 13,4 87	11	15,0 13,6 87 120	10	15,0 15,0 27/36/55	10	15,0 15,0 44/62	13	15,2 14,4 97 120	12	15,4 14,2 90 120	11	15,2 14,4 97	10	15,2 15,2 89,5	10	14,0 14,0 87,5	10	13,8 13,8 81			11	14,4 14,4 123	11	14,4 14,4 113
		12 15,8 14,4 90	12	16,2 14,6 90 125	10	15,0 15,0 27/36/55	10	15,0 15,0 44/62			12	15,4 14,2 90 120			10	15,2 15,2 89,5	10	14,0 14,0 87,5							11	14,4 14,4 123	11	14,4 14,4 113
			12 16,2 14,6 90 125	12	17,0 17,0 27/36/55	12	17,0 17,0 44/62			13	16,6 15,2 90 125																	
			13 17,2 16,0 100 130	12	17,0 17,0 27/36/55	12	17,0 17,0 44/62																					
			14 18,2 17,3 105 135																									

KINDERKANÜLEN IM VERGLEICH

BMV® Vent mini				Tracoe® mini NEO/PED					Shiley NEO/PED/PDC/PDL/PLC						
zylindrisch				zylindrisch		NEO	PED	zylindrisch		NEO	PED	PDC	PDL	PLC	
Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm	Größe AD Schild AD Spitze Länge (AB) Länge (ML) mm mm mm mm		
			2,5	3,6	3,6	32	34								
3,0	4,5	4,5	36	3,0	4,3	4,3	34	39	3,0	4,5	4,5	30	39		
3,5	5,3	5,3	39	3,5	5,0	5,0	37	43	3,5	5,2	5,2	32	40		
4,0	6,0	6,0	42	4,0	5,6	5,6	40	48	4,0	5,9	5,9	34	41	41	
4,5	6,5	6,5	45	4,5	6,3	6,3	52	52	4,5	6,5	6,5	36	42	42	
5,0	7,0	7,0	48	5,0	7,0	7,0	55	55	5,0	7,1	7,1	44	44	50	50
5,5	7,7	7,7	52	5,5	7,6	7,6	60	60	5,5	7,7	7,7	46	46	52	52
6,0	8,3	8,3	55	6,0	8,4	8,4	67	67	6,0	8,3	8,3	54	54	54	54
				6,5	9,0	9,0						56	56	56	56

TRACHEALKANÜLE



KREIS-SCHABLONEN

Kreis-Schablonen zur Ermittlung des Außendurchmessers an der Kanülenspitze in mm. Von 3 – 18 mm in 0,5 mm-Schritten

