

# PRODUKTDATENBLATT

## BMV® Kanülentrageband elastisch mit Haken



- Einteiliges Kanülentrageband
- Elastisch und verstellbar
- Hakenmaterial: Metall oder Kunststoff
- In den Farben weiß oder beige
- Passend für Halsweite von 23 bis 43 cm
- Bei Bestrahlung mit Kunststoffhaken verwendbar

### Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
111001	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken breit	10083056	12.99.99.1008
111002	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken schmal	16661577	12.99.99.1008
111003	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken breit	10083062	12.99.99.1008
111004	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken schmal	16661583	12.99.99.1008
111006	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Metallhaken schmal	10083079	12.99.99.1008
111008	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken schmal	10083085	12.99.99.1008

### Piktogramm-Legende



Hersteller



Artikelnummer



Fertigungslosnummer, Charge



Einmalige Produktkennung



Medizinprodukt



CE-Kennzeichnung



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Verwendbar bis



Nicht steril



Vor Sonnenlicht schützen



Trocken aufbewahren



Packungsinhalt



Gebrauchsanweisung beachten

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de