


PRODUKTDATENBLATT

BMV® Kanülentrageband elastisch mit Hakenverschluss



- Einteiliges Kanülentrageband
- Elastisch und verstellbar
- Ausführung mit breiten oder schmalen Haken
- Hakenmaterial, Metall oder Kunststoff
- In den Farben weiß oder beige
- Passend für Halsweite von 23 bis 43 cm
- Bei Bestrahlung mit Kunststoffhaken verwendbar

Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
111001	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken breit	10083056	12.99.99.1008
111002	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Kunststoffhaken schmal	16661577	12.99.99.1008
111003	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken breit	10083062	12.99.99.1008
111004	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Kunststoffhaken schmal	16661583	12.99.99.1008
111006	BMV® Kanülentrageband elastisch beige Metallhaken schmal	10083079	12.99.99.1008
111008	BMV® Kanülentrageband elastisch weiß Metallhaken schmal	10083085	12.99.99.1008

Piktogramm-Legende



Hersteller



Katalognummer



Chargenbezeichnung



Eindeutige
Produktidentifizierung



Medizinprodukt



CE-Kennzeichnung



Zur Wiederverwendung
an einem einzelnen
Patienten



Verwendbar bis



Vor Sonnenlicht
schützen



Trocken
aufbewahren



Packungsinhalt



Gebrauchsanweisung
beachten

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 21-23
53804 Much, Germany

Telefon: +49 2245 610940
info@bm-v-med.de · www.bmv-med.de