

## PRODUKTDATENBLATT

# BMV® Pflege- und Desinfektionslösung



BMV® GmbH



- Flüssiges Desinfektionsmittel für eine gründliche und materialschonende Reinigung von Trachealkanülen
- Einfache Handhabung: Lösung mit Hilfe des beiliegenden Dosierbechers abmessen und in handwarmen Wasser auflösen

- Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend (inkl. HIV und HBV)
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten 4,5 g Glutaral, 2,8 g 2-Propanol, 0,19 g Ethylhexanol, anionische und nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Parfum (Limonene), Farbstoffe

### Bestellinformationen:

Bezeichnung	PZN	Artikel-Nr.
BMV® Pflege- und Desinfektionslösung (400 ml)	10192905	121000

CE 0197



BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bänder Medical Vertrieb GmbH.  
Produkt „Made in Germany“  
Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bänder Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de