

GRÖSSENBESTIMMUNG VON TRACHEALKANÜLEN



BMV® Vent	Medioplast	Tracoe®-Comfort PVC	LaryTube™	BMV® Silikontube	Prima-Stom®	Duravent®	BMV® Cuff	Duracuff®	Prima-Comb	Tracoe®-Twist	Portex Blue Line Ultra/Suctionaid	Shiley LPC/FEN/CFS/CFN	Rüsch Tracheofix TF/TFP/TFC/TFCP	BMV® Flex Trachealkanüle	Rüsch Tracheoflex																									
konisch		konisch				konisch				zylindrisch		zylindrisch		zylindrisch		zylindrisch		zylindrisch																						
Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge XL(AB) mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge XL(AB) mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge XL(AB) mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge XL(AB) mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge XL(AB) mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge ML mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge ML mm	Größe AD Schild mm	AD Spitze mm	Länge (AB) mm	Länge ML mm									
				3	6,4	4,6	46										3	5,2	3,8	55																				
				3	6,4	4,6	46										3,5	6,2	4,8	55																				
				4	7,3	5,3	55										4	7,2	5,8	55																				
				4	7,3	5,3	55										4	7,2	5,8	55																				
6	8,2	6,8	57	95												5	8,7	6,3	57	92																				
7	9,2	7,8	60	95												6	10,0	7,6	60	95																				
7	9,2	7,8	60	95												6	10,0	7,6	60	95																				
8	10,2	8,8	65	100	7	10,5	8,4	65								7	10,5	9,0	65	100																				
9	11,2	9,8	70	105	8	12,5	10,4	70	105	8	11,3	10,0	70			8	12,0	12,0	27/36/55																					
10	12,2	10,8	70	105	8	12,5	10,4	70	105	9	12,6	11,6	75	105	8	12,0	12,0	27/36/55																						
11	13,2	11,8	75	110	9	13,2	11,4	75	110	9	12,6	11,6	75	105	9	13,5	13,5	27/36/55																						
11	13,2	11,8	75	110	10	14,2	12,4	85	115	10	13,7	12,6	85	110	9	13,5	13,5	27/36/55																						
12	14,2	12,8	85	115	10	14,2	12,4	85	115	10	13,7	12,6	85	110	10	15,0	15,0	27/36/55																						
13	15,2	13,8	87	120	11	15,2	13,4	87								10	15,0	15,0	27/36/55																					
					12	15,8	14,4	90									10	15,0	15,0	27/36/55																				
																	12	16,2	14,6	90	125																			
																	12	16,2	14,6	90	125																			
																	13	17,2	16,0	100	130																			
																	14	18,2	17,3	105	135																			

KREIS-SCHABLONEN

Kreis-Schablonen zur Ermittlung des Außendurchmessers an der Kanülenspitze in mm. Von 3 – 18 mm in 0,5 mm-Schritten



TRACHEALKANÜLE

