

## PRODUKTDATENBLATT

# BMV® Kanülentrageband Klett 1-teilig gepolstert, Klettverschluss
















- 1-teiliges Kanülentrageband mit zentralem Klettverschluss
- Bei Bestrahlung verwendbar
- Stufenlos auf Halsweite einstellbar
- Mit Klettverschluss am Kanülenschild
- Abmessungen: Breite 3 cm, Dicke 5 mm, max. Länge 43 cm

### Bestellinformationen:

Lieferumfang: 10 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
112010-VE10	BMV® Kanülentrageband Klett 1-teilig, gepolstert, Klettverschluss	10203193	12.99.99.1008

### Piktogramm-Legende

 Hersteller	 CE-Kennzeichnung	 Trocken aufbewahren
 Artikelnummer	 Nicht wiederverwenden	 Packungsinhalt
 Fertigungslosnummer, Charge	 Verwendbar bis	 Gebrauchsanweisung beachten
 Einmalige Produktkennung	 Nicht steril	
 Medizinprodukt	 Vor Sonnenlicht schützen	

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de