

## PRODUKTDATENBLATT

# BMV® Comfort Trageband Kind mit Hakenverschluss



- 1-teiliges Kanülentrageband mit Schaumstoffkern
- Bei Bestrahlung verwendbar
- Mit Hakenverschluss am Kanülenschild
- In verschiedenen Schaumstofflängen erhältlich
- Länge beidseitig individuell einstellbar

### Bestellinformationen:

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
112040-11	BMV® Comfort Trageband 11 cm Kind, Hakenverschluss	10973867	12.99.99.1008
112040-13	BMV® Comfort Trageband 13 cm Kind, Hakenverschluss	10973873	12.99.99.1008
112040-15	BMV® Comfort Trageband 15 cm Kind, Hakenverschluss	10973896	12.99.99.1008

### Piktogramm-Legende

Hersteller	CE-Kennzeichnung	Trocken aufbewahren
Artikelnummer	Nicht wiederverwenden	Packungsinhalt
Fertigungslosnummer, Charge	Verwendbar bis	Gebrauchsanweisung beachten
Einmalige Produktkennung	Nicht steril	
Medizinprodukt	Vor Sonnenlicht schützen	

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much

Telefon: +49 2245 610940  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de