

PRODUKTDATENBLATT

BMV® Künstliche Nase mit O2-Anschluss BMV® Künstliche T-Nase mit O2-Anschluss



BMV® GmbH



- Künstliche Nase (HME-Filter) mit Sauerstoffanschluss
- Anfeuchtung, Erwärmung und Filtration der Atemluft
- 15 mm Ansatz zum Aufsetzen auf Trachealkanülen oder Tracheostomapflaster mit 15 mm Normkonnektor
- Integriertes Sicherheitsventil im Deckel ermöglicht den Abbau von Druckspitzen bei Hustenreiz
- Filtermaterial: Schaumstoff
- Einzeln unsteril verpackt

Bestellinformationen:

Lieferumfang: 30 Stück/Karton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN	HIMI-Nr.
136001-groß	BMV® Künstliche Nase mit großem O2-Anschluss (inkl. 2 Sauerstoffschläuchen für großen Anschluss, Art.-Nr.: 136102)	16502436	12.99.01.1010
136001-klein	BMV® Künstliche Nase mit kleinem O2-Anschluss (inkl. 2 Sauerstoffschläuchen für kleinen Anschluss, Art.-Nr.: 136103)	16502407	12.99.01.1011
136001-03	BMV® Künstliche Nase mit kleinem O2-Anschluss ohne Sauerstoffschläuche	16502442	12.99.01.1008
136001-04	BMV® Künstliche Nase mit großem O2-Anschluss ohne Sauerstoffschläuche	16502459	12.99.01.1009
136001-05	BMV® Künstliche Nase mit kleinem O2-Anschluss inkl. 1 Sauerstoffschlauch	17940664	12.99.01.1011
136001-06	BMV® Künstliche Nase mit großem O2-Anschluss inkl. 1 Sauerstoffschlauch	17940670	12.99.01.1010
136009-01	BMV® Künstliche T-Nase mit O2-Anschluss und Sauerstoffschläuchen (inkl. 2 Sauerstoffschläuchen für kleinen Anschluss, Art.-Nr.: 136103)	16608761	12.99.01.1012
136009-02	BMV® Künstliche T-Nase mit O2-Anschluss ohne Sauerstoffschläuche	16608778	12.99.01.1013

Piktogramm-Legende

	Hersteller		Verwendbar bis
	Katalognummer		Unsteril
	Chargenbezeichnung		Vor Sonnenlicht schützen
	Eindeutige Produktidentifizierung		Trocken aufbewahren
	Medizinprodukt		Packungsinhalt
	CE-Kennzeichnung mit der Benannten Stelle		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden		



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 21-23
53804 Much, Germany

Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

Rev. DEIC 2025-07-28