

PRODUKTDATENBLATT

BMV® DESINFEKTIONSSET PRO FÜR TRACHEALKANÜLEN



- **Komplettsatz: Reinigung & Desinfektion zur manuellen Anwendung:**
Schritt I: Reinigung zur Entfernung von Blut und Sekretresten
Schritt II: Desinfektion; Wirksamkeiten: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mycobakterizid, viruzid (behüllte Viren wie HBV, HCV, HIV, Corona-Viren; unbehüllte Viren wie Noro-Viren, Adeno-Viren, Polio Viren), sporizid (C. difficile)
- Einfache Handhabung durch vorportionierte Sachets, welche in Wasser gelöst werden
- Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung



Bestellinformationen:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	PZN
121006	BMV® DESINFEKTIONSSET PRO	19182794

Lieferumfang: 1 Packung enthält

- 10 x 3 g BMV® KANÜLENREINIGUNGSPULVER PRO
- 10 x 11 g BMV® KANÜLENDESINFEKTIONSPULVER PRO

Optionales Zubehör für die Anwendung:

- REF 121002 BMV® Kanülenreinigungsdose mit Siebeinsatz
- REF 121004 BMV® Kanülenreinigungsdose mit Spüldeckeleinsatz
- REF 121005 BMV® Kanülenaufbewahrungsdose mit seitlichen Löchern
- REF 122010-XX BMV® Kanülenreinigungsbürste Soft
- REF 122020-XX BMV® Kanülenreinigungsbürste Ultra Soft
- REF 122030-XX BMV® Kanülenreinigungsbürste Soft Light

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 21-23
53804 Much, Germany

Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de